


CHARMANT



NSKH01 バックフラッシュハンドピース KOMORI


カニューラ接続部に曲をつけて、広角眼底観察レンズと接触しにくく、操作する指が術野に入らないようにデザインされています。コストパフォーマンスに優れたディスposableカニューラの全てのゲージ及び機種を接続して使用することができます。

リザーバーの位置



吸引方法

※キャップやコネクタは
付属していません



【PASSIVE】
受動吸引としての使用



【ACTIVE】
能動吸引としての使用



Katalyst[™]
Surgical, LLC



VC1300-P バックフラッシュハンドル Passive

受動吸引式のハンドルです。



VC1300-A バックフラッシュハンドル Active

吸引ライン付きの能動吸引式のハンドルです。

Disposable Cannulas



メドワンサージカル社 (米国)



フレックスチップ カニューレ 0.75mmソフトチップ 5本/箱

- **3260** フレックスチップカニューレ 27G 32mm
- **3251** フレックスチップカニューレ 25G 32mm


フレックスチップカニューレは網膜に対して安全にアプローチができるように、高流量が得られる柔らかいシリコンチューブを採用しています。ソフトチップは長さが0.75mmとなりバルブ付トロカールへの挿入が容易です。



フレックスチップXL カニューレ 3mmソフトチップ 5本/箱

- **3210** フレックスチップXLカニューレ 25G ロング 36mm
- **3209** フレックスチップXLカニューレ 23G ロング 36mm

XLカニューレは眼軸の長い症例で柔軟なチップが確実に眼底まで到達できる長さになっています。



ブレインチップ カニューレ 5本/箱

- **3257** ブレインチップカニューレ 27G 32mm
- **3225** ブレインチップカニューレ 25G 32mm
- **3207** ブレインチップ XLカニューレ 25G 36mm

ブレインチップカニューレはシャフト内空が広く高流量が得られます。またXLカニューレは眼軸の長い症例で確実に眼底まで到達できる長さになっています。

NIHON SURGE

日本総代理店及び発売元

有限会社 日本サージ

〒564-0051大阪府吹田市豊津町15-11 江坂石周ビル4F

TEL:06-6190-7865 (代) FAX:06-6190-7867

E-mail: customer-support@nihon-surge.com

URL: <https://nihon-surge.com>

2021.02.01.