


Katalyst T-Tube™ and Black Silicone™

- ディスポ田野氏ポリッシャー
- ディスポMaeno-Awhスーパーマニピュレーター

クロージャーバルブ式トロッカーへの器具挿入を改善する




※Tチューブを取り外してはならない

Katalyst T-Tube™ and Black Silicone™

使用方法:


Tチューブでシリコンチップを含む器具先端部分を覆う



☆ ≧ Black Silicone™ は眼内での先端シリコンチップの視認性を向上させる

※ Tチューブを取り外してはならない


Katalyst T-Tube™ and Black Silicone™



※Tチューブを取り外してはならない

Katalyst T-Tube™ and Black Silicone™

Tチューブの支えにより、先端シリコンチップとシャフト部は折れ曲がることなくトロッカー内に挿入される



Katalyst T-Tube™ and Black Silicone™

- Tチューブは器具のシャフト上をスライドする



※Tチューブを取り外してはならない