


Relieving the Pressure of Subretinal Injections!

PolyVent™ Cannulas


- 網膜下注入の際に上昇する眼内圧を複数の吸引孔から眼外に受動的に排出することで眼内圧を安定させます。
- 視認性の良い5mm長の38gグリーンポリチップ



3305 ポリベント カニューレ 25g/38g
3306 ポリベント カニューレ 23g/38g



- ハンドルー一体式のタイプでは5mm長の38gグリーンポリチップをシャフト内に収納することでトロカールへ容易に挿入できます。
- 器具内に残留する薬液を最小限にするために、ハンドル後部のチューブ内径を小さくしました。



3307 エクステンダブル ポリベント カニューレ 25g/38g
3308 エクステンダブル ポリベント カニューレ 23g/38g

 MedOne®

販売名：メドワン・カニューレ
認証番号：226AFBZI00075000
入数：5本入/箱

NIHON SURGE

日本総代理店及び発売元
有限会社日本サージ
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町15-11 江坂石周ビル4F
TEL: 06-6190-7865 FAX: 06-6190-7867
E-mail: customer-support@nihon-surge.com
URL: <https://nihon-surge.com>

2024.12.01.